

Fonctionnement

Le POWER-PULL peut être utilisé pour entrer ou pour sortir de votre véhicule.

Alignez le fauteuil roulant devant la rampe d'accès et fixez les attaches au fauteuil. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé. Observez le POWER-PULL vous monter ou vous descendre sur la rampe.

Caratéristiques

- Télécommande sans fil pour une utilisation indépendante
- Système de câble rétractable à verrouillage automatique
- Le câble ne s'emmêle pas, la tension est toujours maintenue et contrôlée
- Fonction de relâchement qui libère la tension sur le câble

Spécifications

- Capacité maximale : 350 livres
- 15 pieds de câble solide en acier inoxydable





POWER-PULL

Assistance de montée de rampe pour F/R manuel

Accès simplifié

Le POWER-PULL est équipé de fonctions qui garantissent des mouvements sécuritaires. Le mécanisme de verrouillage automatique du câble vous permet de rester en contrôle avec votre fauteuil. Pendant la montée ou la descente, ce mécanisme vous retient même si le bouton de relâchement est activé. La tension du câble est toujours maintenue et contrôlée pour garantir, au besoin, que toute anomalie arrête les mouvements du POWER-PULL.

Nos valeurs



La sécurité de nos clients est notre priorité. Nous sommes dévoués à la fabrication d'équipements de mobilité de qualité supérieure. Nos produits passent par un procédé de certification strict.

Le contrôle de nos produits implique différents tests tel que : tests de collision, tests cycliques et tests de capacité pondérale. Nous sommes fiers d'offrir une gamme de produits qui surpasse les normes de l'industrie.



Polyvalence

Deux types d'installations sont possibles : une pour entrée latérale, et l'autre, pour conversion arrière avec plancher abaissé.

Programme de mobilité

Le POWER-PULL est reconnu comme étant un équipement d'adaptation et est éligible à un remboursement suivant les conditions des programmes d'aide offerts par plusieurs manufacturiers automobiles.

Distributeur :



145 Damase-Breton | Saint-Lambert, Qc G0S 2W0

SF 1.866.641.0419 | Fax 418.889.9838 | T 418.889.0419

www.adaptsolutions.com



En raison de la diversité des solutions de mobilité mise à votre disposition sur le marché, veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir une évaluation personnalisée et une vue d'ensemble des options adaptées à vos besoins.